

Поликлональное Антитело К Snrpe Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Артикул: CM0030661



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SNRPE (малый ядерный рибонуклеопротеин E). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований сплайсинга пре-мРНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRPE Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Вид	Человек
ID гена	6635
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого SNRPE (NP_003085.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62304
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике