

Поликлональные Антитела Против Snrpf Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Артикул: CM0015242



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SNRPF (малый ядерный рибонуклеопротеин F), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Для исследований сплайсинга пре-mРНК и snRNP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRPF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
Вид	Человек
GeneID (человек)	6636
GeneID	6636
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-86 человеческого SNRPF (NP_003086.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62306
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Сумка со льдом