


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Snx1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q13596

Артикул: CM0009529



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого сортирующего нексина-1 (SNX1/VPS5). Рекомбинантный иммуноген (aa 1-100), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует полосу ~59 кДа. Ключевое средство для исследования ретромер-зависимой сортировки грузов и путей эндосомального трафика.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SNX1 Кроличье mAb                                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | VPS5; HsT17379; SNX1                                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)                   | 6642                                                                                                                        |
| GeneID                             | 6642                                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SNX1 (Q13596). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                     |
| SWISS                              | Q13596                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 59 кДа                                                                                                                      |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                           |