


Кроличья Поликлональная Антисыворотка (Pab) Против Snx1 Для Вестерн-Блоттинга - Q13596

Артикул: CM0025990



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий SNX1 (сортирующий нексин-1), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Детектирует полосу около 59 кДа и перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований внутриклеточного транспорта и ретромерного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	SNX1 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	VPS5; HsT17379; SNX1
Вид (специфичность)	Человек
ID гена (Человек)	6642
ID гена	6642
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого SNX1 (NP_003090.2)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS (UniProt ID)	Q13596
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом