


Кроличья Поликлональная Антитело К Snx13 Для Вб, Иф-П, Ифа — Q9Y5W8

Артикул: CM0018462



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому SNX13, валидированное для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает SNX13 в образцах человека и мыши, прогнозируемая молекулярная масса белка составляет 112 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SNX13
Примечания/Синонимы	RGS-PX1; SNX13
Вид	Человек
ID гена (человек)	23161
ID гена	23161
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 50-230 человеческого SNX13 (NP_055947.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y5W8
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	Холодовый пакет