

Поликлональное Антитело Против Snx15 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nrs6

Артикул: CM0030098



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SNX15, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Детектирует белок массой 38 кДа, участвующий во внутриклеточном транспорте. Пригодно для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNX15 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HSAF001435; SNX15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29907
GeneID	29907
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-342 человеческого SNX15 (NP_037438.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRS6
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом