

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Snx3 Для Wb И Elisa - O60493

Артикул: CM0028191



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку SNX3 человека (сортинг-нексин-3), валидированные для методов WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований эндосомального транспорта, функции ретромерного комплекса и WNT-сигнального пути.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SNX3 кроличьи поликлональные антитела (pAb)                                                                                 |
| Примечания/Синонимы       | SDP3; Grd19; MCOP58; SNX3                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 8724                                                                                                                        |
| GeneID                    | 8724                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-162 SNX3 человека (NP_003786.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                     |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                        |
| SWISS                     | O60493                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 19 кДа                                                                                                                      |
| Транспортировка           | Ледяной пакет                                                                                                               |