


Анти-Snx32 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - Q86Xe0

Артикул: CM0029633



введение

Кроличья поликлональная антитело к SNX32, валидированная для WB, ИФ/МЦК, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Участвует в эндосомальном транспорте и росте нейритов; идеально подходит для исследований в области нейронауки и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNX32 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SNX6B; SNX32
Вид	Человек
GeneID	254122
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 218-285 человеческого SNX32 (NP_689973.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86XE0
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	С ледяным пакетом