


Анти-Snx5 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Y5X3

Артикул: CM0013646



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого SNX5, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для изучения внутриклеточного транспорта и функции ретромера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNX5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SNX5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27131
GeneID	27131
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 145-404 человеческого SNX5 (NP_055241.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5X3
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом