


Поликлональное Антитело Anti-Snx9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y5X1

Артикул: CM0018563



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий SNX9, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с SNX9 человека, мыши и крысы; подходит для исследований эндоцитоза и внутриклеточного транспорта мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SNX9
Примечания/синонимы	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51429
Идентификатор гена	51429
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого SNX9 (NP_057308.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5X1
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом