

Моноклональное Антитело Anti-Soat1 Для Wb, Elisa — P35610

Артикул: CM0006898



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий SOAT1 (стерол-О-ацилтрансфераза 1, ACAT-1), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований метаболизма холестерина, сборки липопротеинов и всасывания пищевого холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к SOAT1
Примечания/синонимы	ACAT; SOAT; STAT; ACAST; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Вид	Человек
GeneID	6646
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-104 человеческого SOAT1. (NP_003092.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35610
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом