


Кроличья Поликлональная Антитело Против Soat1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P35610

Артикул: CM0029108



введение

Кроличья поликлональная антитело к SOAT1 (ACAT-1), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Направлена на метаболизм холестерина; молекулярная масса 65 кДа. Подходит для исследований липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOAT1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACAT, SOAT, STAT, ACACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Вид	Человек
GeneID	6646
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 человеческого SOAT1 (NP_003092.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35610
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Холодовой пакет