

Кроличья Поликлональная Антитела Против Socс1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15524

Артикул: CM0025412

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого SOCS1 (JAB/SSI-1), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигнального пути JAK/STAT и регуляции цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOCS1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	JAB; CIS1; SSI1; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
Вид	Человек
GeneID	8651
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого SOCS1 (NP_003736.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15524
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодовой пакет