

Моноклональные Антитела К Socs2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O14508

Артикул: CM0004013



введение

Кроличьи моноклональные антитела к SOCS2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческим и крысиным белками. Распознают супрессор сигналинга цитокинов 2, регулятор убиквитинирования и деградации рецептора гормона роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOCS2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STAT2; SOCS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8835
GeneID	8835
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-198 человеческого SOCS2 (NP_001257400.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O14508
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете