

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Socs2 Для Wb, If/Icc, Elisa — O14508

Артикул: CM0023557



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SOCS2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИХЦ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Нацелены на супрессор цитокиновой сигнализации 2 — ключевой регулятор сигнального пути рецепторов гормона роста и эритропоэтина. Подходит для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOCS2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STATI2, SOCS2
Вид белка	Человек
GeneID	8835
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-198 человеческого SOCS2 (NP_001257400.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Область применения	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14508
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	Холодопакет