

Кроличья Поликлональная Антитела Против Socs3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - O14543

Артикул: CM0015312

введение

Кроличья поликлональные антитела против человеческого SOCS3, валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Определяют SOCS3 мыши и крысы. Подходят для исследований сигнального пути JAK/STAT и регуляции цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против SOCS3
Примечания/Альтернативные названия	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9021
GeneID	9021
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14543
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом