

Поликлональное Антитело Против Socс4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Wxh5

Артикул: CM0026450



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SOCS4 (также известный как SOCS7), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком, подходит для исследований передачи сигналов цитокинов и деградации EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SOCS4, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	SOCS7; SOCS4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	122809
GeneID	122809
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 340-440 человеческого SOCS4 (NP_543143.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WXH5
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом