

Поликлональное Антитело Против Socс5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75159

Артикул: CM0025126

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SOCS5, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белку. Идеально для исследований цитокиновой сигнализации и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SOCS5
Примечания/Альтернативные названия	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9655
GeneID	9655
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого SOCS5 (NP_054730.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75159
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом