


Анти-Socs6 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Артикул: CM0029563



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика к SOCS6, валидированные для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческим и мышинным белками; нацелены на супрессор сигналинга цитокинов 6, участвующий в убиквитин-зависимой деградации. Идеальны для исследований сигналинга цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOCS6 кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9306
GeneID	9306
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого SOCS6 (NP_004223.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14544
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом