

Моноклональные Антитела K Anti-Socs7 Для Wb, Elisa - O14512

Артикул: CM0007025

введение

Кроличы mAb к SOCS7, валидированные для WB и ELISA. Нацелены на человеческий SOCS7, адаптер E3-лигазы размером 63 кДа, регулирующий сигнальные пути цитокинов и инсулина. Идеальны для иммунообнаружения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOCS7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NAP4; NCKAP4; SOCS7
Вид	Человек
ID гена	30837
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SOCS7 (NP_055413.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14512
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом