


Кроличья Моноклональная Антитела Против Sod1 Для Вб, Ифа — P00441

Артикул: CM0003655



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий SOD1 (супероксиддисмутаза [Cu-Zn]), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения окислительного стресса, антиоксидантных механизмов и нейродегенеративных заболеваний, таких как БАС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] SOD1 кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STANP; hSod1; HEL-S-44; гомодимер; SOD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6647
ID гена	6647
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2-154 человеческого SOD1 (NP_000445.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00441
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет