


Кроличье Моноклональное Антитело Против Sod1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P00441

Артикул: CM0007586



введение

Кроличье моноклональное антитело против SOD1 специфически распознает человеческую супероксиддисмутазу [Cu-Zn] (SOD1). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA) в исследованиях окислительного стресса и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к SOD1 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHF; hSod1; HEL-S-44; гомодимер; SOD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6647
ID гена	6647
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-154 человеческого SOD1 (NP_000445.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	P00441
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом