


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Sod1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P00441

Артикул: CM0017307



### введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого SOD1 (Cu-Zn супероксиддисмутаза). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Устраняет токсичные радикалы и детоксицирует сероводород. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SOD1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; гомодимер; SOD1                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)          | 6647                                                                                                                              |
| GeneID                    | 6647                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-154 человеческого SOD1 (NP_000445.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | P00441                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 16 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодозащитный элемент                                                                                                      |