


Моноклональное Антитело Против Sod2 [Валидировано На Нокаутных Моделях] Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P04179

Артикул: CM0002380



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий SOD2 (MnSOD). Валидировано на нокаутных моделях. Применения: Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA. Реактивность к видам: человек, мышь, крыса. Идеально для исследований митохондриального окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокаутных моделях] Кроличье моноклональное антитело к SOD2
Примечания/Альтернативные названия	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6648
GeneID	6648
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SOD2 (P04179).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04179
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом