


Антитела Кролика Против Sod2 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P04179

Артикул: CM0020359



введение

Поликлональные антитела кролика против SOD2 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческую, мышиную и крысиную супероксиддисмутазу [Mn], ключевой митохондриальный антиоксидантный фермент. Идеальны для исследований окислительного стресса и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; SOD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6648
GeneID	6648
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-222 человеческого SOD2 (NP_000627.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04179
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом