

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Soga1 Для Wb, Elisa — O94964

Артикул: CM0020361

введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio Anti-SOGA1 (WB, ELISA) распознаёт SOGA1 (MTCL2) человека, мыши и крысы — фактор перекрёстного связывания микротрубочек, участвующий в митозе и аутофагии. Идеально подходит для научных исследований и разработки ИВД-анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOGA1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	140710
GeneID	140710
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 650-750 человеческого SOGA1 (NP_542194.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O94964
Молекулярная масса белка	160 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом