

Кроличья Моноклональная Антитело К Рецептору
Соматостатина 2 (Sstr2) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа -
P30874

Артикул: CM0002714



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против рецептора соматостатина 2 (SSTR2/SRIF-1). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сигналинга GPCR-связанных рецепторов и нейроэндокринных опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Соматостатина рецептор 2 (SSTR2) кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	SST2; Соматостатина рецептор 2 (SSTR2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	6752
ID гена	6752
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 302-369 рецептора соматостатина 2 человека (SSTR2) (NP_001041.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30874
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом