


Анти-Соматостатин (Sst) Кроличий Моноклональный Антитело Для If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Артикул: CM0002387



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное на соматостатин (SST), ключевой ингибитор секреции гормонов гипофиза. Применение: IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция: человек, мышь, крыса. Поддерживает исследования в области нейроэндокринологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Соматостатин (SST) Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	SMST, SST1, Соматостатин (SST)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6750
GeneID	6750
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-116 человеческого соматостатина (SST) (NP_001039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61278
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом