

Поликлональные Антитела Против Соматотропина (Gh1) Для ВБ, If-P, Игг-П, Ифа - P01241

Артикул: CM0025874



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому гормону роста (соматотропин/GH1). Для ВБ, IF-P, ИГГ-П, ИФА. Перекрестная реакция с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований контроля роста и IGF1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к GH1
Примечания/алиасы	GH; GHN; GH-N; GHB5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2688
ID гена	2688
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого GH1 (NP_000506.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01241
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодильный пакет