


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Son (Wb/Elisa) - P18583

Артикул: CM0023425



введение

Поликлональные кроличьи антитела против белка SON человека (264 кДа), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). SON — это РНК-связывающий белок, участвующий в сплайсинге мРНК транскриптов клеточного цикла и репарации ДНК. Идеально подходят для исследований экспрессии генов и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SON Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Вид	Человек
GeneID (человек)	6651
GeneID	6651
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 850-950 человеческого SON (NP_001278340.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18583
Молекулярный вес белка	264 кДа
Доставка	Сумка со льдом