

Моноклональное Антитело Против Sonic Hedgehog (Shh) Для ВБ, If/Icc, If-P, Ифа — Q15465

Артикул: CM0003907



введение

Моноклональное кроличье антитело против Sonic Hedgehog (Shh) от CamelBio предназначено для ВБ, IF/ICC, IF-P и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Иммуноген: синтетический пептид. Подходит для исследований в области биологии развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАнт против Sonic Hedgehog (Shh)
Примечания/Альтернативные названия	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Вид	Человек
ID гена (человек)	6469
ID гена	6469
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 200-300 белка Sonic Hedgehog (Shh) человека (Q15465).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15465
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Ледяной пакет