

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sonic Hedgehog (Shh) Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — Q15465

Артикул: CM0025931



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий Sonic Hedgehog (Shh), подходит для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований сигнальных путей развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Вид	Человек
ID гена (человек)	6469
ID гена	6469
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого Sonic Hedgehog (Shh) (NP_000184.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15465
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовой пакет