

Моноклональное Антитело Против Сорбитолдегидрогеназы Для Вб, Ифа - Q00796

Артикул: CM0006948



введение

Точное моноклональное антитело против сорбитолдегидрогеназы (SORD), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Для исследований полиольного пути, диабетических осложнений и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к сорбитолдегидрогеназе
Примечания/Алиасы	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol Dehydrogenase
Вид	Человек
GeneID (человек)	6652
GeneID	6652
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 сорбитолдегидрогеназы человека (NP_003095.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00796
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет