

Антитела Кролика Против Сорбитолдегидрогеназы (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Артикул: CM0020632



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против сорбитолдегидрогеназы (SORD, Q00796). Валидированы для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Для исследований полиольного пути и диабетических осложнений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Сорбитолдегидрогеназа, кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Сорбитолдегидрогеназа
Вид	Человек
ID гена	6652
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 145-300 человеческой сорбитолдегидрогеназы (NP_003095.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00796
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом