


Антитело Кролика Против Sorl1 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92673

Артикул: CM0013835



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SORL1 (Q92673), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рецептор, родственник сортиину, является мультилигандным рецептором сортировки, участвующим в транспортировке APP и болезни Альцгеймера, что делает это антитело идеальным для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SORL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6653
GeneID	6653
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2065-2214 человеческого SORL1 (NP_003096.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92673
Молекулярный вес белка	248кДа
Доставка	Сумка со льдом