


Кроличья Поликлональная Антитело Против Sort1 Для ВБ И Ифа - Q99523

Артикул: CM0027046



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческой сортина (SORT1). Валидирована для ВБ и ИФА, реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения транспорта белков, лизосомальной сортировки, сигнализации нейротензина и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SORT1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	NT3; Grp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6272
GeneID	6272
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 785-823 человеческого SORT1 (NP_002950.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99523
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С пакетом льда