


Моноклональное Антитело Против Сортирующего Нексин-5 (Snx5) Для Игх-П И Ифа — Q9Y5X3

Артикул: CM0003798



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому сортирующему нексину-5 (SNX5), валидированное для иммуногистохимии (ИГХ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает SNX5 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ретромер-опосредованного эндосомального траффика и путей деградации EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNX5 кроличье мкАт
Примечания/псевдонимы	SNX5
Вид	Человек
ID гена (человек)	27131
ID гена	27131
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–127 SNX5 человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5X3
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовый пакет