


Кроличья Поликлональная Антитело Против Sos1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q07889

Артикул: CM0026961



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SOS1 (гомолог 1 сына от semiless). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным SOS1. Подходит для исследования сигнального пути Ras.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOS1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Вид белка	Человек
GeneID (человек)	6654
GeneID	6654
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1034-1333 человеческого SOS1 (NP_005624.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07889
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Хладоэлемент