

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Sost Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Vqb4

Артикул: CM0019015



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на склеростин человека (SOST), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Склеростин является отрицательным регулятором роста костей посредством ингибирования сигнального пути Wnt, что делает это антитело подходящим для исследований ремоделирования костной ткани и остеопороза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOST Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; склеростин
Вид	Человек
ID гена	50964
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–213 человеческого SOST (NP_079513.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9VBQ4
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Хладагент