

Кроличье Поликлональное Антитело Против Sost Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bqb4

Артикул: CM0027470



введение

SOST Rabbit pAb — это поликлональное антитело против склеростина, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследований роста костей и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOST Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50964
ID гена	50964
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-213 белка SOST человека (NP_079513.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BQB4
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом