

Поликлональные Антитела К Sostdc1 Для Вб, Ифа - Q6X4U4

Артикул: CM0022776

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SOSTDC1 (USAG-1, эктодин), подходящие для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Инструмент для изучения сигнализации BMP/Wnt и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOSTDC1 кроличьи ппА
Примечания/алиасы	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
Вид	Человек
ID гена	25928
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 115–206 человеческого SOSTDC1 (NP_056279.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6X4U4
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка с хладагентом