

Моноклональное Антитело Против Sox1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O00570

Артикул: CM0007492

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого SOX1, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Произведено с использованием рекомбинантного фузионного белка в качестве иммуногена (а.о. 1-100). Идеально для исследований нейральной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SOX1; SRY-box 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6656
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SOX1. (NP_005977.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00570
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом