

Поликлональное Антитело Против Sox1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - 000570

Артикул: CM0030770

введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело к человеческому SOX1, валидированное для Вестерн-блотирования, иммуногистохимии (на парафиновых срезах) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SOX1
Примечания/псевдонимы	SOX1; SRY-box 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6656
ID гена	6656
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 292-391 человеческого SOX1 (NP_005977.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000570
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Хладоэлемент