

Кроличье Моноклональное Антитело Против Sox10 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ип, Ифа - P56693

Артикул: CM0005293

введение

Моноклональное антитело против SOX10, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА на человеке, мыши, крысе. Идеально для изучения миелинизации ЦНС и регуляции транскрипции. P56693.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против SOX10
Примечания/Альтернативные названия	DOM; WS4; PCWN; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6663
GeneID	6663
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 белка SOX10 человека (P56693).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56693
Молекулярная масса белка	31 кДа / 50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом