

Поликлональные Антитела К Sox13 Для Wb И Elisa - Q9Un79

Артикул: CM0022483

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку SOX13 человека, валидированные для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований транскрипционной регуляции, диабета и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX13 кроличы поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Вид	Человек
GeneID	9580
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 525-600 SOX13 человека (NP_005677.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UN79
Молекулярная масса белка	69 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом