

Поликлональные Антитела К Sox13 Для Wb, Elisa - Q9Un79

Артикул: CM0017128

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку SOX13 человека, подходящие для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции и WNT-сигнального пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX13 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ICA12; Sox-13; SOX13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9580
GeneID	9580
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UN79
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент (пакет со льдом)