

Поликлональные Антитела Против Sox18 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35713

Артикул: CM0022192

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого SOX18, подходящие для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Для исследований сердечно-сосудистого развития и лимфангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX18 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	HLTS; HLTRS; SOX18
Вид	Человек
GeneID (человек)	54345
GeneID	54345
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SOX18 (NP_060889.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35713
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом