


Моноклональное Антитело Против Sox2 Для Вб, Иф-Ф, Ифа — P48431

Артикул: CM0003553



введение

Кроличье моноклональное антитело против SOX2, валидированное для ВБ, ИФ-Ф и ИФА. Обнаруживает человеческий SOX2, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований плюрипотентности стволовых клеток и развития нервной системы. P48431.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против SOX2
Примечания/Альтернативные названия	ANOP3; MCOP53; SOX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6657
ID гена	6657
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого SOX2 (NP_003097.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-Ф, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48431
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент