


Поликлональное Антитело Anti-Sox2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Артикул: CM0017432



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SOX2 (P48431), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело SOX2 pAb
Примечания/синонимы	ANOP3; MCOP53; SOX2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6657
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого SOX2 (NP_003097.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48431
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом