


Кроличий Поликлональный Антитело Anti-Sox2 Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Chip, Elisa - P48431

Артикул: CM0002640



введение

Кроличье поликлональное антитело SOX2 PolymAb® (P48431) – валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ChIP, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований стволовых клеток, нейронального развития и изучения плюрипотентности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело SOX2 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	ANOP3; MCOP53
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6657
GeneID	6657
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48431
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом